
Wyznaczanie wartości składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi metodą busoli stycznych.¹

Według obecnego stanu wiedzy pole magnetyczne Ziemi jest wywołane ruchami ciekłego, przewodzącego materiału jądra w polu elektromagnetycznym przestrzeni okołoziemskiej. Jest to układ podwójnego samowzbudzającego dynama wytwarzającego pole, które może być traktowane jako pochodzące od znajdującego się w środku Ziemi dipola magnetycznego. Oś tego dipola tworzy z osią obrotu Ziemi kąt ok. 11,5°. Jest to pole główne (dające ok. 99 % wkład do natężenia pola mierzonego na powierzchni Ziemi), które ulega powolnym zmianom, tzw. zmianom wiekowym. Na pole główne nakładają się zmienne pola wywoływane przez zjawiska elektromagnetyczne zachodzące w przestrzeni okołoziemskiej.



Rys. Lokalizacja południowego bieguna pola magnetycznego, b) "wędrówka w czasie" południowego bieguna magnetycznego

-

¹ Pomysłodawcami ćwiczenia byli dr A. Tunia i dr M.Roszko

Z polem magnetycznym Ziemi wiąże się szereg ciekawych zjawisk w atmosferze, takich jak np. zorza polarna. Pole magnetyczne jest też tarczą, która chroni Ziemię przed wiatrem słonecznym naładowane cząstki z wiatru słonecznego (głównie elektrony i protony) są więzione w obszarze tzw. pasów van Allena. Oczywiście Ziemia nie jest jedynym obiektem w kosmosie, który wytwarza pole magnetyczne. Znacznie silniejsze pola, dochodzące nawet do miliarda tesli (T), wytwarzają gwiazdy neutronowe...


Podstawową wielkością opisującą pole magnetyczne w dowolnym punkcie jest jego natężenie H. Wektor ten może być rozłożony na dwie składowe: interesującą nas składową poziomą, czyli równoległą do powierzchni Ziemi $H_{=}$ oraz na składową prostopadłą (pionową) H_{+} :

$$H_{-} = H_{-} + H_{+}$$

Wyznaczenia natężenia pola magnetycznego Ziemi można dokonać wykorzystując igłę magnetyczną i obwód kołowy. Igła magnetyczna ma pewien charakterystyczny moment dipolowy μ . Po umieszczeniu igły w polu magnetycznym działa na nią moment siły M:

$$M = \mu \times H \tag{1}$$

doprowadzający ja do położenia równoległego do kierunku wektora *H*. Jeżeli igła magnetyczna ustawiona jest w płaszczyźnie poziomej, pod uwagą bierzemy jedynie składową natężenia pola równoległą do powierzchni Ziemi.



Rys. Wartości składowej poziomej magnetycznego pola Ziemi

Wyznaczenia składowej poziomej natężenia pola geomagnetycznego można dokonać w następujący sposób. W środku kołowego obwodu o promieniu R utworzonego przez N zwojów umieszczamy kompas (busolę) z podziałką kątową w taki sposób, aby igła mogła obracać się wokół pionowej osi leżącej w płaszczyźnie obwodu. Układ ten (busolę z obwodem) sytuujemy tak, aby – jeżeli przez obwód nie płynie prąd – igła znajdowała się w jego płaszczyźnie. Jest to stan, kiedy igła znajduje się jedynie w polu geomagnetycznym o interesującym nas natężeniu H_G . Jeżeli następnie przez obwód przepuścimy prąd o natężeniu I, to zostanie wytworzone pole magnetyczne o natężeniu H_G :

$$H_0 = \frac{NI}{2R} \tag{2}$$


Natężenie H_0 jest skierowane prostopadle do płaszczyzny obwodu i tym samym prostopadle do wektora H_0 . Na igłę będzie działać moment siły, którego źródłem jest pole wytworzone przez obwód

$$M_{o} = \mu \times H_{o} \tag{3}$$

oraz przeciwnie skierowany moment siły pochodzącej od pola ziemskiego

$$M_{\rm G} = \mu \times H_{\rm G} \tag{4}$$

Równowaga momentów sił spowoduje ustawienie igły w położeniu, którego kierunek jest odchylony o kąt φ od kierunku jej pierwotnego położenia i zarazem od kierunku wektora H_G .



Wartość momentu siły pola ziemskiego możemy zapasać w następujący sposób:

$$M_{\rm G} = \mu H_{\rm G} \sin \varphi, \tag{5}$$

natomiast momentu siły pochodzącej od obwodu

$$M_0 = \mu H_0 \sin(\pi/2 - \varphi). \tag{6}$$

Ponieważ momenty te równoważą się

$$H_{\rm G}\sin\varphi = H_{\rm o}\cos\varphi. \tag{7}$$

Uwzględniając zależność (2) natężenie ziemskiego pola magnetycznego można zapisać równaniem

$$H_G = \frac{NI \cdot ctg\phi}{2R} \,, \tag{8}$$


a wyznaczyć korzystając z następującej zależności:

$$tg\phi = \frac{NI}{2RH_G}. (9)$$

Pole magnetyczne można opisywać używając pojęcia "linii indukcji pola magnetycznego". Czym różnią się te linie od linii sił pola elektrostatycznego powstającego wokół ładunków? Okazuje się, że w przeciwieństwie do linii sił pola elektrycznego, linie indukcji pola magnetycznego są zawsze zamknięte, tzn. nie mają początku ani końca.

Opis urządzenia i metoda pomiaru

Urządzenie pokazane na rysunku poniżej służy do pomiaru składowej poziomej (H_z) natężenia pola magnetycznego ziemi nosi nazwę **busoli stycznych**. Składa się ona z: obrotowej podstawy (1) na której umieszczono pionowo cewkę pomiarową o średnicy 2R (2) oraz igłę magnetyczną (3) ustawioną dokładnie w osi i płaszczyźnie cewki pomiarowej. Płaszczyzna obrotu igły magnetycznej jest prostopadła do płaszczyzny uzwojenia Cewka pomiarowa składa się z 6 zwojów (nawiniętych w jednej warstwie z odczepami co 1 zwój,) drutu o średnicy ф 1 mm co pozwala na zasilanie prądem o natężeniu do 4 amperów. W celu wyeliminowania wpływu składowej pionowej pola magnetycznego ziemi ,igła magnetyczna została wywarzona tak by jej płaszczyzna obrotu leżała w płaszczyźnie poziomej.



Rys. Schemat urządzenia do pomiaru składowej poziomej pola magnetycznego.


Promień uzwojenia busoli R = 0.149 m

Po włączeniu prądu, na każdy biegun tak ustawionej igły magnetycznej będą działały dwie siły: F_z – siła pola magnetycznego ziemi i F_c – siła pola magnetycznego cewki.

. Cewka pomiarowa zasilana prądem o natężeniu I_R ze stabilizowanego zasilacza prądu stałego wytwarza pole magnetyczne, którego wektor natężenia (H_c) jest prostopadły do płaszczyzny uzwojeń.


Jeżeli przed włączeniem prądu ustawimy płaszczyznę cewki dokładnie w kierunku igły magnetycznej N-S, to po włączeniu zasilania igła magnetyczna wychyli się o pewien kąt φ będący kierunkiem wypadkowego pola o składowych H_c i H_z .

Jak widać na rysunku stosunek H_c do H_z równy jest tangensowi kąta ϕ jaki tworzy igła magnetyczna z płaszczyzną cewki, zasilanej prądem I



Przebieg pomiarów i rachunek błędów:

- 1. Wstępne zorientowanie busoli względem N-S oraz dokładne wypoziomowanie podstawy.
- 2. Ustawienie busoli tak by płaszczyzna cewki pokrywała się z kierunkiem igły magnetycznej. N/S (sterujemy silnikiem krokowym w zakresie +/- 30°)
- 3. Zasilamy podaną przez asystenta liczbę zwojów cewki takim prądem by igła wychyliła się o kąt zawarty w przedziale do 45° możliwe podłączenie 1-2-3-4 lub5 zwojów (przełączanie realizowane za pomocą styczników R-15 lub ręcznie)
- 4. Odczytujemy kat wychylenia igły



Rys. Pole widzenia kamery

- 5. Pomiary powtarzamy dla dwóch kierunków przepływu prądu.
- 6. Szacujemy błędy pomiarowe: kąta $\phi \pm \Delta \phi$ oraz prądu $I_R \pm \Delta I_R$

Opis panelu programu sterującego



Wszystkie wyniki należy w trakcie ćwiczenia zapisywać w protokole.